




GL Sciences

固相萃取小柱

新型InertSep AERO DNPH-200




- 更低的本底空白
- 更好的批次重现性



◎ 更低的本底空白值

GL Sciences公司采用新技术，能够有效抑制本底，与上代的DNPH相比，本底空白值更小。同时，短时间内无冷藏运输也不影响小柱的本底空白值。




- ① 甲醛 0.010 μ g
- ② 乙醛 0.002 μ g
- ③ 丙酮 0.004 μ g

◎ 更好的批次重现性


新的DNPH生产制造技术使得每一批次的产品能得到较良好的重现性。

Lot 80801




- ① 甲醛 0.015 μ g
- ② 乙醛 0.021 μ g
- ③ 丙酮 0.009 μ g

Lot 80802



- ① 甲醛 0.012 μ g
- ② 乙醛 0.003 μ g
- ③ 丙酮 0.006 μ g

Lot 80803



- ① 甲醛 0.018 μ g
- ② 乙醛 0.010 μ g
- ③ 丙酮 0.012 μ g

◎ 订购信息

货号	产品名称	数量
7510-11500	InertSep AERO DNPH-200	20/pk

技尔(上海)商贸有限公司

GL Sciences (Shanghai) Ltd.

- 技尔(上海)商贸有限公司 地址: 上海市长宁区仙霞路319号远东国际广场A座902-903室 电话: 021-62782272
- 技尔应用技术中心 地址: 上海市徐汇区桂林路418号1号楼701室 电话: 021-64260228
- 技尔成都分公司 地址: 成都市锦江区东御街18号百扬大厦2602室 电话: 028-85596177
- 技尔广州办事处 地址: 广州市天河区天河北路233号中信广场办公楼3217单元 电话: 400-089-1889

邮箱: contact@glsciences.com.cn

服务热线: 400-089-1889



技尔(上海)官方网站



技尔(上海)官方微信公众号