


Sample Preparation Product

InertSep Oligo SPE

寡核苷酸治疗药物的固相萃取(SPE)解决方案



安心纯化
专注寡核苷酸



InertSep Oligo 固相萃取板

简化工作流程，助力结果稳定

近年来，寡核苷酸疗法因其靶点特异性高、毒性低等优势而备受关注。在定量分析领域，配体结合检测凭借其高灵敏度和高通量特性，已被广泛应用并持续发挥着重要作用。

在药物研发的特定环节，液相色谱-质谱(LC/MS)法正愈发受到重视。该方法能提供更优的选择性，并可清晰区分母体寡核苷酸及其代谢产物。在此过程中，稳定、可重复的样品制备是获得可靠结果的前提。

InertSep Oligo是一款专为 LC/MS工作流程中的寡核苷酸纯化而设计的固相萃取(SPE)产品。该产品可减少萃取过程中的操作误差，实现目标物的高回收。

该产品提供兼容自动化的规格(包括96孔板和96孔 μ Elution板)，适用于自动化液体处理系统的高通量应用场景。

规格

InertSep Oligo提供两种形式：96孔板和柱管式。

可灵活应对从高通量自动处理到手动小规模操作的多种样品制备工作流程。




96孔板：提供两种规格。

2mL方形孔板适用于较大样本体积； μ Elution板则能以较小溶剂用量实现高效提取与浓缩。

两种规格均与LC/MS兼容，适合高灵敏度核酸分析。该产品还可兼容自动化系统，特别适用于高通量核酸提取。

柱管式：适合手动操作和小批量处理。

所有规格均采用相同的吸附剂，确保与LC/MS工作流程兼容，并在不同通量和仪器平台间提供稳定可靠的性能。

	96孔 μ Elution板	96孔板	固相萃取柱
类型			
规格	2mg / 400 μ L	25mg / 2mL	10mg / 1mL 30mg / 3mL 60mg / 3mL 150mg / 6mL
孔型	圆孔	方孔	-

订购信息

InertSep Oligo

产品描述	规格	数量	货号
96孔 μ Elution板	2mg / 400 μ L	EA	5010-66811
96孔板	25mg / 2mL	EA	5010-66810



产品描述	规格	数量	货号
固相萃取柱 (针筒型柱管)	10mg / 1mL	EA	5010-62800
	30mg / 3mL	EA	5010-62801
	60mg / 3mL	EA	5010-62802
	150mg / 6mL	EA	5010-62803



真空（负压）抽滤装置

产品描述	适配应用	数量	货号
迷你真空歧管套件（12通道）	固相萃取柱	EA	5010-50150
96孔板真空歧管套件	96孔板	EA	5010-50155
真空调节器	通用	EA	5010-33071



5010-50150




5010-50155



5010-33071

ProteoSil 液相(HPLC)色谱柱 适用于核酸和蛋白质分析

经固相萃取后, ProteoSil 液相(HPLC)色谱柱可实现核酸和蛋白质的高效分离、分析。
除不锈钢材质外, 还提供PEEK材质, 适用于敏感生物分子的分析。
更多详情, 请参阅产品目录。



扫描上方二维码
查看电子目录



联系方式

技尔(上海)商贸有限公司
地址: 上海市长宁区仙霞路319号远东国际广场A座903室
电话: 021-62782272
客户咨询热线: 400-089-1889
邮箱: contact@glsciences.com.cn
官网: www.glsciences.cn

技尔(上海)实验器材有限公司
地址: 上海市长宁区仙霞路319号远东国际广场A座902室
客户咨询热线: 400-089-1889
邮箱: glc@glsciences.cn

技尔应用技术中心
地址: 上海市徐汇区桂林路418号1号楼701室
电话: 021-64260228

技尔成都分公司
地址: 成都市锦江区东御街18号百扬大厦2602室
电话: 028-85596177

技尔广州办事处
地址: 广州市天河区河北路233号中信广场办公楼3217单元
电话: 020-38101074



技尔官网

技尔(上海)官方网站



技尔(上海)官方微信公众号

GL072-26-02